


Anticorpo Policlonale Coniglio Phospho-Prkcq-T538 Per Wb, Elisa - Q04759

Numero articolo: CM0001688



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio fosfo-specifico che rileva PRKCQ umana fosforilata a Thr538. Validato per WB ed ELISA, questo anticorpo si rivolge alla chinasi C theta, una chinasi chiave nella segnalazione del recettore delle cellule T, nell'attivazione di NF-kB e nella risposta immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Specifiche principali del prodotto	
Nome del prodotto	Phospho-PRKCQ-T538 Rabbit pAb
Note/Alias	PRKCT; nPKC-theta; Phospho-PRKCQ-T538
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	5588
Gene ID	5588
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico attorno a T538 di PRKCQ umana (NP_006248.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q04759
Peso proteico	82kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio