

Anticorpo Policlonale Coniglio Phospho-Prmt4/Carm1 (Ser228) Per Wb E Elisa - Q86X55

Numero articolo: CM0001277



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce fosfo-CARM1 (Ser228) per WB e ELISA. Rileva CARM1 umano (~66 kDa). Utile per lo studio della coattivazione trascrizionale, del processamento dell'RNA e della segnalazione del cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-PRMT4/CARM1-S228 Rabbit pAb
Note/Alias	PRMT4; Phospho-PRMT4/CARM1-S228
Specie	Umana
GenelD (Umano)	10498
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	Q86X55
Peso proteico	66kDa
Spedizione	Borsa ghiacciata