


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Fosfo-Rac1/2/3-S71 Per Wb, Elisa - P63000/P15153/P60763

Numero articolo: CM0001411



introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio Fosfo-Rac1/2/3-S71 validato per WB ed ELISA. Rileva Rac1/2/3 fosforilato in S71 nell'uomo e nel ratto, 21 kDa. Essenziale per studiare la migrazione cellulare, l'adesione e l'attività della NADPH ossidasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Fosfo-Rac1/2/3-S71
Note/Alias	MIG5; MRD48; Rac-1; TC-25; p21-Rac1; Fosfo-Rac1/2/3-S71
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5879/5880/5881
GeneID	5879/5880/5881
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico fosforilato intorno a S71 di RAC1 umano (NP_008839.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	P63000/P15153/P60763
Peso Proteico	21kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio