

Mab Di Coniglio Phospho-Rac1/Cdc42-S71 Per Wb, Elisa - P60953 / P63000

Numero articolo: CM0001329



introduzione

mAb di coniglio Phospho-Rac1/Cdc42-S71 progettato per WB e ELISA, che rileva specificamente Rac1/Cdc42 fosforilato in campioni umani. Ideale per la ricerca sulle vie di segnalazione e lo sviluppo di saggi IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-Rac1/Cdc42-S71 Rabbit mAb
Note/Alias	CDC42Hs; G25K; TKS; Phospho-Rac1/Cdc42-S71
Specie	Uomo
GeneID (umano)	998/5879
GeneID	998/5879
Immunogeno	Peptide fosforilato sintetico intorno alla S71 di Rac1/Cdc42 umano (P60953/P63000)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P60953/P63000
Peso proteico	24kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio