

## Pab Di Coniglio Phospho-Raf1-S338 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P04049

Numero articolo: CM0000994



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per Raf1 fosforilato alla Serina 338 (Swiss-Prot: P04049). Validato per western blot, IHC-P e ELISA. Reagisce con Raf1 di origine umana, murine e ratto. Adatto per studi sulla segnalazione MAPK.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                                  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | pAb di coniglio Phospho-Raf1-S338                                                                                                                       |
| Annotazioni/Alias   | NS5; CRAF; Raf-1; c-Raf; CMD1NN; Phospho-Raf1-S338                                                                                                      |
| Specie              | Umana                                                                                                                                                   |
| GeneID (Uomo)       | 5894                                                                                                                                                    |
| GeneID              | 5894                                                                                                                                                    |
| Immunogeno          | Peptide sintetico: un peptide fosforilato sintetico corrispondente alla regione intorno alla S338 della Proteina Phospho-Raf1-S338 umana (NP_002871.1). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                                                |
| Categoria           | Anticorpi fosforilati                                                                                                                                   |
| Applicazione        | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                        |
| Reattività crociata | Uomo, Topo, Ratto                                                                                                                                       |
| SWISS               | P04049                                                                                                                                                  |
| Peso proteico       | 73kDa                                                                                                                                                   |
| Spedizione          | Sacco di ghiaccio                                                                                                                                       |