


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Phospho-Rb-S608 Per Wb, Elisa - P06400

Numero articolo: CM0000794



introduzione

L'anticorpo Phospho-RB-S608 Rabbit pAb rileva RB1 fosforilata in Ser608 in campioni umani. Validato per WB ed ELISA, questo anticorpo è diretto contro la proteina del retinoblastoma, un regolatore chiave del ciclo cellulare e soppressore tumorale. Ideale per la ricerca sul cancro e sul ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Phospho-RB-S608 Rabbit pAb
Note/Alias	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1; Phospho-RB-S608
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5925
ID Gene	5925
Immunogeno	Peptide sintetico (Un peptide sintetico fosforilato intorno a S608 di RB umano (NP_000312.2))
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P06400
Peso Proteico	106kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio