


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Fosfo-Rb-S795 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P06400

Numero articolo: CM0001527



introduzione

Anticorpo Monoclonale di Coniglio Fosfo-RB-S795 validato per WB, IHC-P, ELISA. Riconosce RB1 umano, di topo e di ratto fosforilato in Ser795. Strumento essenziale per la ricerca sul ciclo cellulare e sui soppressori tumorali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del Prodotto	Anticorpo Monoclonale di Coniglio Fosfo-RB-S795
Note/Alias	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1; Fosfo-RB-S795
Specie	Umano
ID Gene	5925
Immunogeno	Un peptide sintetico fosforilato intorno a S795 di RB umano.
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P06400
Peso Proteico	106kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio