

Anticorpo Policlonale Coniglio Phospho-Relb-S573 Per Wb E Elisa - Q01201

Numero articolo: CM0000618



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce RELB fosforilato in posizione S573. Validato per WB e ELISA; reagisce crociato con il topo. Utile per studiare la segnalazione di NF-kB, la funzione delle cellule immunitarie e la biologia del cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-RELB-S573 Rabbit pAb
Note / Alias	IREL; I-REL; IMD53; REL-B; Phospho-RELB-S573
Specie	Uomo
GenelD	5971 (Uomo)
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q01201
Peso proteico	62kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio