


Phospho-Rpa2-S4/S8 Anticorpo Policlonale Di Coniglio Pab - P15927

Numero articolo: CM0001088



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio fosfo-specifico diretto contro RPA2 fosforilata in S4/S8. Ideale per applicazioni WB ed ELISA. Rileva RPA2 umana e presenta reattività crociata con il ratto. Adatto per studi sulla replicazione del DNA e sulla risposta al danno.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Phospho-RPA2-S4/S8 Anticorpo Policlonale di Coniglio pAb
Note/Alias	REPA2; RPA32; RP-A p32; RP-A p34; Phospho-RPA2-S4/S8
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6118
ID Gene	6118
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico fosforilato intorno a S4 & S8 di RPA2 umana (NP_002937.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Ratto
SWISS	P15927
Peso Proteico	29kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio