


## Mab Coniglio Phospho-Rpb1 Ctd-S2/S5 - P24928

Numero articolo: CM0001654



### introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio fosfo-specifico che bersaglia la fosforilazione di Ser2/Ser5 nel CTD della RNA polimerasi II. Validato per WB, IP, ChIP, CUT&Tag e ELISA su campioni umani. Ideale per la ricerca sulla trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro              | Valore                                                                                               |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto          | mAb coniglio Phospho-Rpb1 CTD-S2/S5                                                                  |
| Annotazioni/Altri nomi | RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RpILS; hsRPB1; hRPB220; Phospho-POLR2A-S2/S5         |
| Specie                 | Uomo                                                                                                 |
| GeneID (umano)         | 5430                                                                                                 |
| GeneID                 | 5430                                                                                                 |
| Immunogeno             | Un peptide fosfo-specifico corrispondente ai residui intorno alla posizione S2/S5 della POLR2A umana |
| Origine                | Coniglio                                                                                             |
| Categoria              | Anticorpi fosforilati                                                                                |
| Applicazione           | WB, IP, ChIP, CUT&Tag, ELISA                                                                         |
| Reattività crociata    | Uomo                                                                                                 |
| SWISS                  | P24928                                                                                               |
| Peso proteico          | 217kDa                                                                                               |
| Spedizione             | Sacchetto di ghiaccio                                                                                |