


Mab Coniglio Phospho-Rpb1 Ctd-T4 Per Wb, Elisa - P24928

Numero articolo: CM0001865



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Phospho-Rpb1 CTD-T4 validato per applicazioni WB e ELISA; reagisce in modo crociato con POLR2A (217 kDa) umano, di topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla trascrizione e gli studi sulle modifiche del CTD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio Phospho-Rpb1 CTD-T4
Note/Alias	RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RpiLS; hsRPB1; hRPB220
Specie	Umano
ID Gene	5430
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico fosforilato intorno alla posizione T4 di POLR2A umano.
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P24928
Peso proteico	217 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio