


Pab Di Coniglio Phospho-Rps6Ka5-T581 - 075582

Numero articolo: CM0001492



introduzione

L'anticorpo policlonale di coniglio Phospho-RPS6KA5-T581 rileva specificamente il sito T581 fosforilato della proteina RPS6KA5 (MSK1) umana. Convalidato per WB e ELISA, con reattività crociata verso il ratto. Ideale per lo studio delle vie di segnalazione indotte da stress e mitogeni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb di coniglio Phospho-RPS6KA5-T581
Note/Alias	MSK1; RLPK; MSPK1; Phospho-RPS6KA5-T581
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	9252
ID gene	9252
Immunogeno	Peptide sintetico, peptide sintetico fosforilato intorno alla posizione T581 di RPS6KA5 umana (NP_004746.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Ratto
SWISS	075582
Peso proteico	90kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio