


Anticorpo Policlonale Rabbit Contro Phospho-S6 Ribosomal Protein (Rps6)-S235 Per Wb, Elisa - P62753

Numero articolo: CM0001308



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit fosfo-specifico che riconosce RPS6 fosforilato alla Ser235. Convalidato per WB e ELISA, con reattività crociata in uomo, topo e ratto. Ideale per studiare la segnalazione di crescita e proliferazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-S6 Ribosomal Protein (RPS6)-S235 Rabbit pAb
Note/Alias	S6; eS6; Phospho-S6 Ribosomal Protein (RPS6)-S235
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	6194
Immunogeno	Un peptide fosfo-specifico corrispondente ai residui intorno alla S235 di RPS6 umano
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P62753
Peso proteico	29kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio