

Mab Di Coniglio Phospho-S6 Ribosomal Protein (Rps6)-S235/236 - P62753

Numero articolo: CM0000831



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Phospho-RPS6 (S235/236) convalidato per WB, IHC-P, ELISA. Rileva la proteina ribosomiale S6 fosforilata da 29 kDa nell'uomo, nel topo e nel ratto. Ideale per lo studio della crescita cellulare, della proliferazione e del controllo traslazionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-S6 Ribosomal Protein (RPS6)-S235/236 Rabbit mAb
Note / Alias	S6; eS6; Phospho-S6 Ribosomal Protein (RPS6)-S235/236
Specie	Umano
ID gene (umano)	6194
ID gene	6194
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico fosforilato intorno alla posizione S235 e S236 della proteina ribosomiale S6 umana (RPS6) (NP_001001.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P62753
Peso proteico	29 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio