


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Fosfo-S6 Proteina Ribosomica (Rps6)-S240/244 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P62753

Numero articolo: CM0000522



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio fosfo-specifico contro RPS6 (Ser240/244), validato per Western blot, IHC-P ed ELISA. Reagisce con RPS6 umano, murino e ratto. Ideale per studi sulla segnalazione mTOR e sulla biogenesi dei ribosomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale coniglio anti-Fosfo-S6 Proteina Ribosomica (RPS6)-S240/244
Osservazioni/Alias	S6; eS6; Fosfo-S6 Proteina Ribosomica (RPS6)-S240/244
Specie	Umano
GeneID (umano)	6194
GeneID	6194
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide fosforilato sintetico attorno a S240 & S244 della Fosfo-S6 Proteina Ribosomica umana (RPS6) (NP_001001.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Uomo
SWISS	P62753
Peso Proteico	29kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio