

Anticorpo Policlonale Coniglio Per Substrati Atm/Atr Fosforilati (Ser/Thr)

Numero articolo: CM0000639

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega alla Ser/Thr fosforilata nei substrati ATM/ATR. Validato per Western blot e ELISA su campioni umani, murini e di ratto. Ideale per lo studio della segnalazione del danno al DNA e dei checkpoint del ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Anticorpo policlonale coniglio per substrati ATM/ATR fosforilati (Ser/Thr)
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	pan p-S/T
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza contenente S e T fosforilati.
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
Spedizione	Borsa del ghiaccio