

Phospho-Sf3B1-T313 Pab Di Coniglio Per Wb, Elisa - 075533

Numero articolo: CM0000800



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Phospho-SF3B1 (T313) convalidato per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con SF3B1 (~146 kDa) di uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sullo splicosoma e sullo splicing del pre-mRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-SF3B1-T313 pAb di coniglio
Note/Alias	MDS; PRP10; Hsh155; PRPF10; SAP155; SF3b155; Phospho-SF3B1-T313
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	23451
GeneID	23451
Immunogeno	Peptide sintetico - Un peptide fosforilato sintetico intorno alla T313 della SF3B1 umana (NP_036565.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	075533
Peso proteico	146kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio