


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Phospho-Shc1-Y427 - P29353

Numero articolo: CM0001636



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-Phospho-SHC1-Y427 per WB ed ELISA, reagisce con SHC1 umano e murino. Rilevamento specifico della fosforilazione Y427 per lo studio della segnalazione di SHC1, dell'angiogenesi e della risposta allo stress ossidativo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo policlonale di coniglio anti-Phospho-SHC1-Y427
Note/Alias	SHC; SHCA; Phospho-SHC1-Y427
Specie	Umana
GeneID (Umano)	6464
GeneID	6464
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide fosforilato sintetico attorno alla Y427 di SHC1 umano (NP_892113.4)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Murina
SWISS	P29353
Peso proteico	63kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio