

Fosfo-Ship1-Y1020 Coniglio Pab Per Wb, Elisa - Q92835

Numero articolo: CM0001928



introduzione

L'anticorpo policlonale di coniglio Fosfo-SHIP1-Y1020 rileva la SHIP1 umana fosforilata alla Tirosina 1020 per Western blot e ELISA. Ideale per lo studio della regolazione negativa delle vie PI3K nelle cellule immunitarie ed ematopoietiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fosfo-SHIP1-Y1020 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	SHIP; SHIP1; SHIP-1; hp51CN; SIP-145; p150Ship; Fosfo-SHIP1-Y1020
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3635
ID Gene	3635
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico fosforilato attorno a Y1020 della SHIP1 umana (NP_001017915.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	Q92835
Peso Proteico	133kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio