


Fosfo-Shp2-Y542 Coniglio Pab - Q06124

Numero articolo: CM0001522



introduzione

Il Fosfo-SHP2-Y542 Coniglio pAb rileva SHP2 fosforilato alla tirosina 542 in campioni umani, di topo e di ratto. Convalidato per Western blot (WB) ed ELISA. Essenziale per la ricerca sulla segnalazione MAPK e sul cancro. - Q06124

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	Fosfo-SHP2-Y542 Coniglio pAb
Note/Alias	CFC; NS1; JMML; SHP2; BTP3; PTP2C; METCDS; PTP-1D; SH-PTP2; SH-PTP3; Fosfo-SHP2-Y542
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	5781
ID Gene	5781
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q06124
Peso Proteico	68kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio