

Fosfo-Sirt1-S47 Rabbit Mab Per Western Blot E Elisa - Q96Eb6

Numero articolo: CM0001125



introduzione

Anticorpo Monoclonale Coniglio Fosfo-SIRT1 (Ser47) validato per WB e ELISA. Rileva la SIRT1 umana a ~82 kDa. Ideale per lo studio della deacetilazione dipendente da NAD, del metabolismo, dell'apoptosi e della risposta al danno al DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fosfo-SIRT1-S47 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	SIR2; SIR2L1; SIR2alpha; Fosfo-SIRT1-S47
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	23411
Gene ID	23411
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico attorno a S47 della SIRT1 umana (Q96EB6)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	Q96EB6
Peso Proteico	82kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio