


Anticorpo Policlonale (Pab) Di Coniglio Anti-Phospho-Smad1-S206 Per Wb, Elisa - Q15797

Numero articolo: CM0001085



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-Phospho-Smad1 (Ser206) validato per WB ed ELISA. Rileva Smad1 umano, murino e di ratto fosforilato sulla serina 206. Adatto per la ricerca sulla via di segnalazione BMP e studi sulla fosforilazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo policlonale di coniglio anti-Phospho-Smad1-S206
Note/Alias	BSP1; JV41; BSP-1; JV4-1; MADH1; MADR1; Phospho-Smad1-S206
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	4086
ID Gene	4086
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide fosforilato sintetico attorno alla S206 di Smad1 umano (NP_005891.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q15797
Peso proteico	52kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio