


Fosfo-Smad2 (S245/S250/S255) Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Per Wb Ed Elisa - Q15796

Numero articolo: CM0001588



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Fosfo-Smad2-S245/S250/S255 validato per Western blot ed ELISA in campioni umani. Riconosce SMAD2 fosforilato, un trasduttore chiave della segnalazione TGF-beta. Ideale per studiare la trasduzione del segnale, la soppressione tumorale e la biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio Fosfo-Smad2-S245/S250/S255
Osservazioni/Alias	JV18; LDS6; CHTD8; MADH2; MADR2; JV18-1; hMAD-2; hSMAD2; Fosfo-Smad2-S245/S250/S255
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4087
GeneID	4087
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico fosforilato intorno a S245 & S250 & S255 di Smad2 umano (Q15796)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q15796
Peso Proteico	52 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio