


Anticorpo Policlonale Coniglio Phospho-Smad2-S465/467 + Smad3-S423/425 Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q15796 / P84022

Numero articolo: CM0001236



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro Smad2 doppiamente fosforilato (S465/467) e Smad3 (S423/425). Validato per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reagisce con uomo, topo, ratto. Adatto per studi di segnalazione TGF-beta.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-Smad2-S465/467 + Smad3-S423/425 Rabbit pAb
Note/Alias	HSPC193; Hst17436; JV15-2; LDS1C; LDS3; MADH3; Phospho-Smad2-S465/467 + Smad3-S423/425
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	4087/4088
ID gene	4087/4088
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico fosforilato intorno a S465 & S467 della proteina umana Phospho-Smad2-S465/467 + Smad3-S423/425 (NP_005892.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q15796/P84022
Peso proteico	48kDa/52kDa/25kDa/35kDa/43kDa
Spedizione	Borsa ghiacciata