


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Fosfo-Smad2-S465/S467 Per Wb, Elisa - Q15796

Numero articolo: CM0000494



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Fosfo-Smad2-S465/S467 per WB e ELISA. Bersaglia Smad2 attivato da TGF-beta in campioni umani e di topo (~52 kDa). Ideale per la ricerca sulla trasduzione del segnale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Fosfo-Smad2-S465/S467
Note/Alias	JV18; LDS6; CHTD8; MADH2; MADR2; JV18-1; hMAD-2; hSMAD2; Fosfo-Smad2-S465/S467
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	4087
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico fosforilato intorno a S465 & S467 di Smad2 umano (NP_005892.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q15796
Peso Proteico	52 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio