

Mab Coniglio Contro Phospho-Smad2-S465/S467 + Smad3-S423/S425 Per Wb, Elisa - Q15796/P84022

Numero articolo: CM0001508



introduzione

Il mAb coniglio contro Phospho-Smad2 (S465/S467) e Smad3 (S423/S425) rileva specificamente SMAD2/3 attivato in campioni di uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione TGF-beta. Convalidato per WB e ELISA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-Smad2-S465/S467 + Smad3-S423/S425 Rabbit mAb
Annotazioni / Alias	HSPC193; HsT17436; JV15-2; LDS1C; LDS3; MADH3; Phospho-Smad2-S465/S467 + Smad3-S423/S425
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	4087/4088
ID gene	4087/4088
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico fosforilato attorno alla posizione S465 & S467 di SMAD2 umano (NP_005892.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q15796/P84022
Peso proteico	48kDa/52kDa/25kDa/35kDa/43kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio