


Fosfo-Smad2-T220 Coniglio Pab - Q15796

Numero articolo: CM0000743



introduzione

Fosfo-Smad2-T220 Coniglio pAb è un anticorpo policlonale di coniglio che rileva i livelli endogeni di SMAD2 solo quando fosforilata sulla treonina 220. Validato per WB, IHC-P, ELISA, reagisce con campioni umani, di topo e di ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fosfo-Smad2-T220 Coniglio pAb
Note/Alias	JV18; LDS6; CHTD8; MADH2; MADR2; JV18-1; hMAD-2; hSMAD2; Fosfo-Smad2-T220
Specie	Umano
GeneID (umano)	4087
GeneID	4087
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico fosforilato intorno a T220 di Smad2 umano (NP_005892.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilato-Specifici
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q15796
Peso Proteico	52kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio