


Anticorpo Monoclonale Coniglio Phospho-Smad5 (S463/S465) Per Wb, Elisa - Q99717

Numero articolo: CM0001901



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio fosfo-specifico che targeting Smad5 fosforilato a S463/S465. Validato per campioni umani in Western blot e ELISA. Essenziale per la segnalazione BMP, la biologia dello sviluppo e la ricerca sulla differenziazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Phospho-Smad5-S463/S465 Rabbit mAb
Note/Alias	DWFC; JV5-1; MADH5; Phospho-Smad5-S463/S465
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	4090
Gene ID	4090
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico attorno a S463 & S465 di Smad5 umano (Q99717).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q99717
Peso Proteico	52kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio