


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Fosfo-Smad5-S465 Per Wb, Elisa - Q99717

Numero articolo: CM0001345



introduzione

Anticorpo Monoclonale di Coniglio Fosfo-Smad5-S465 validato per WB ed ELISA. Rileva Smad5 endogeno fosforilato in Ser465 in campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per studi sulla segnalazione BMP.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Monoclonale di Coniglio Fosfo-Smad5-S465
Note/Alisi	DWFC; JV5-1; MADH5; Fosfo-Smad5-S465
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4090
GeneID	4090
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico fosforilato intorno a S465 di Smad5 umano.
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q99717
Peso Proteico	52 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio