


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Phospho-Smc1-S957 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q14683

Numero articolo: CM0001677



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio fosfo-specifico SMC1 pS957 per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con SMC1A umano, di topo, di ratto. Ideale per studiare la coesione cromosomica e le vie di riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio Phospho-SMC1-S957
Note/Alias	SMC1; SMCB; CDLS2; DEE85; SB1.8; EIEE85; SMC1L1; DXS423E; SMC1alpha; Phospho-SMC1-S957
Specie	Umano
GeneID	8243
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico intorno a S957 di SMC1 umano (Q14683)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q14683
Peso Proteico	143kDa
Spedizione	Borsa termica con ghiaccio