

Pab Di Coniglio Phospho-Smo-S616 - Q99835

Numero articolo: CM0000448



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro Smoothened (SMO) fosforilato alla posizione Ser616. Convalidato per WB, DB e ELISA su campioni umani, è ideale per la ricerca sulla segnalazione di Hedgehog e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb di coniglio Phospho-SMO-S616
Note/Alias	Gx; CRJS; PHLS; SMOH; FZD11; Phospho-SMO-S616
Specie	Umana
GeneID (Umana)	6608
GeneID	6608
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, DB, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	Q99835
Peso proteico	86kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio