

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Phospho-Sp1 (T739) Per Western Blotting - P08047

Numero articolo: CM0000921



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per Sp1 fosforilato (Thr739). Validato per Western blot in umano, topo e ratto. Sp1 è un fattore di trascrizione chiave che regola la crescita cellulare, l'apoptosi e il ritmo circadiano.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio anti-Phospho-SP1-T739
Note/Alias	SP1; Phospho-SP1-T739
Specie	Umano
ID Gene	6667
Immunogeno	Un peptide fosfo-specifico corrispondente alle sequenze circostanti T739 di SP1 umano
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P08047
Peso Proteico	81kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio