

Pab Coniglio Anti-Phospho-Src Family-Y416 Per Wb E Elisa - P12931 / P06241 / P06239 / P07947 / P08631 / P07948

Numero articolo: CM0000909



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce la Tyr416 fosforilata delle chinasi della famiglia SRC (SRC, FYN, YES1, LYN, HCK, LCK).

Convalidato per WB e ELISA; reagisce in modo crociato con campioni umani, di topo e ratto. Ideale per lo studio della segnalazione cellulare nel cancro e nell'immunità.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-SRC Family-Y416 Rabbit pAb
Note / Alias	ASV; SRC1; THC6; c-SRC; p60-Src; SRC; Phospho-SRC Family-Y416
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	6714/2534/3932/7525/3055/4067
GeneID	6714/2534/3932/7525/3055/4067
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico corrispondente alla regione intorno alla Y416 della famiglia SRC umana (NP_005408.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P12931 / P06241 / P06239 / P07947 / P08631 / P07948
Peso proteico	60kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio