


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Src-Y419 Per Wb Ed Elisa - P12931

Numero articolo: CM0000997



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio fosfo-specifico diretto contro Src Tyr419. Validato per Western blot ed ELISA su campioni umani e murini. Ideale per studiare l'attivazione della chinasi Src e la trasduzione del segnale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-Fosfo-Src-Y419
Osservazioni/Alias	ASV, SRC1, THC6, c-SRC, p60-Src, Fosfo-Src-Y419
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	6714
ID Gene	6714
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico intorno a Y419 di SRC umano (P12931)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana, Murina
SWISS	P12931
Peso proteico	60kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio