


Fosfo-Src-Y529 Coniglio Pab Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P12931

Numero articolo: CM0001685



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio fosfo-specifico che targeting Src a Tyr529, convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per lo studio della regolazione e della segnalazione della chinasi Src.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fosfo-Src-Y529 coniglio pAb
Osservazioni/Alias	ASV; SRC1; THC6; c-SRC; p60-Src; Fosfo-Src-Y529
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6714
GeneID	6714
Immunogeno	Peptide sintetico
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P12931
Peso proteico	60kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio