

## Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Phospho-Stat1-Y701 Per Wb E Elisa - P42224

Numero articolo: CM0000625



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Phospho-STAT1-Y701 per la rilevazione di STAT1 attivato in western blot e ELISA. Riconosce STAT1 umano, di topo e di ratto fosforilato alla posizione Tyr701. Strumento essenziale per lo studio della segnalazione degli interferoni, delle vie JAK-STAT e delle risposte antivirali.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                       |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto         | Phospho-STAT1-Y701 Rabbit mAb                                                                                |
| Note / Alias          | CANDF7; IMD31A; IMD31B; IMD31C; ISGF-3; STAT91; Phospho-STAT1-Y701                                           |
| Specie                | Uomo                                                                                                         |
| ID gene (Uomo)        | 6772                                                                                                         |
| ID gene               | 6772                                                                                                         |
| Immunogeno            | Peptide sintetico Peptide sintetico fosforilato corrispondente alla regione Y701 della STAT1 umana (P42224). |
| Origine               | Coniglio                                                                                                     |
| Categoria             | Anticorpi fosforilati                                                                                        |
| Applicazione          | WB, ELISA                                                                                                    |
| Reattività incrociata | Uomo, Topo, Ratto                                                                                            |
| SWISS                 | P42224                                                                                                       |
| Peso proteico         | 87 kDa                                                                                                       |
| Spedizione            | Sacchetto di ghiaccio                                                                                        |