

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Phospho-Stat2-Y690 Per Wb Ed Elisa - P52630

Numero articolo: CM0001481



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce STAT2 fosforilata in Tyr690. Adatto per Western blot (WB) ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per studiare la segnalazione dell'interferone, le risposte antivirali e la dinamica mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Phospho-STAT2-Y690 Policlonale di Coniglio
Note/Alias	P113; IMD44; ISGF-3; PTORCH3; STAT113; Phospho-STAT2-Y690
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6773
ID Gene	6773
Immunogeno	Peptide sintetico fosforilato intorno a Y690 di STAT2 umana
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P52630
Peso Proteico	98kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio