

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Phospho-Stat3-S727 Per Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - P40763

Numero articolo: CM0000534



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio fosfo-specifico che riconosce STAT3 fosforilato in Ser727. Validato per Western blot, IP, IHC-P ed ELISA in campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per studiare la segnalazione e la regolazione trascrizionale di STAT3.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Phospho-STAT3-S727
Note/Alias	APRF; HIES; ADMIO; ADMIO1; Phospho-STAT3-S727
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	6774
ID Gene	6774
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico fosforilato intorno a S727 di Phospho-STAT3-S727 umano (NP_644805.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IP, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P40763
Peso Proteico	88 kDa
Spedizione	Con borsa del ghiaccio