

Anticorpo Monoclonale Coniglio Phospho-Stat3-Y705 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P40763

Numero articolo: CM0000686



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio Phospho-STAT3-Y705 ad alta specificità per WB, IF-P, IHC-P ed ELISA. Validato su umano, topo e ratto. Ideale per studiare la segnalazione di STAT3 e l'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale coniglio Phospho-STAT3-Y705
Note/Alias	APRF; HIES; ADMIO; ADMIO1; Phospho-STAT3-Y705
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6774
GeneID	6774
Immunogeno	Peptide Sintetico: un peptide sintetico fosforilato intorno a Y705 di STAT3 umano (NP_644805.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P40763
Peso Proteico	88kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio