

Mab Coniglio Anti Phospho-Stat3-Y705 - P40763

Numero articolo: CM0000979



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti Phospho-STAT3 (Tyr705) di alta qualità, validato per WB, IP, ELISA. Specifico per STAT3 umano, rileva la fosforilazione nel sito di attivazione Y705. Adatto per la ricerca sulla trasduzione del segnale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio anti Phospho-STAT3-Y705
Note / Alias	APRF; HIES; ADMIO; ADMIO1; Phospho-STAT3-Y705
Specie	Umana
ID gene	6774
Immunogeno	Peptide sintetico - Peptide sintetico fosforilato corrispondente alla regione intorno alla Y705 della STAT3 umana (NP_644805.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P40763
Peso proteico	88 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio