

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Phospho-Stat3-Y705 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P40763

Numero articolo: CM0001549



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio fosfo-specifico diretto contro STAT3 fosforilata su Y705, validato per WB, IHC-P ed ELISA su campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per lo studio delle vie di segnalazione JAK/STAT e della risposta immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo policlonale di coniglio Phospho-STAT3-Y705
Note/Alias	APRF; HIES; ADMIO; ADMIO1; Phospho-STAT3-Y705
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6774
GeneID	6774
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P40763
Peso Proteico	88kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio