


Phospho-Stat5A-Y694 Mab Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - P42229

Numero articolo: CM0001136



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro STAT5A fosforilato alla posizione Tyr694. Convalidato per WB, IHC-P, ELISA in umano, topo e ratto. Ideale per lo studio della segnalazione di STAT5A nelle risposte citochiniche e nella lattazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-STAT5A-Y694 mAb di coniglio
Note/Alias	MGF; STAT5; Phospho-STAT5A-Y694
Specie	Umana
GeneID	6776
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico fosforilato intorno alla posizione Y694 di Stat5 umana (P42229).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, topo, ratto
SWISS	P42229
Peso proteico	91kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio