


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Fosfo-Stat5A-Y694 Per Wb, Elisa - P42229

Numero articolo: CM0001004



introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio Fosfo-STAT5A-Y694 per WB, ELISA. Convalidato nell'uomo. Bersaglia la STAT5A fosforilata in Y694, coinvolta nella segnalazione delle citochine e nella trascrizione. Ideale per la ricerca IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo di Coniglio pAb Fosfo-STAT5A-Y694
Note/Alias	MGF; STAT5; Fosfo-STAT5A-Y694
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6776
GeneID	6776
Immunogeno	Peptide sintetico / Un peptide sintetico fosforilato intorno a Y694 della STAT5A umana (NP_001275647.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P42229
Peso Proteico	91kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio