

Fosfo-Stat6-Y641 Coniglio Pab - P42226

Numero articolo: CM0001747



introduzione

Fosfo-STAT6-Y641 Coniglio pAb riconosce specificamente STAT6 fosforilato in Y641. Adatto per Western blot, IHC-P ed ELISA su umano, topo, ratto. Uno strumento essenziale per investigare le vie di segnalazione IL-4/STAT6 e la regolazione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fosfo-STAT6-Y641 Coniglio pAb
Note/Alias	STAT6B; STAT6C; D12S1644; IL-4-STAT; Fosfo-STAT6-Y641
Specie	Umano
GeneID (umano)	6778
GeneID	6778
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico attorno a Y641 di STAT6 umano (NP_003144.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P42226
Peso Proteico	94kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio