

Fosfo-Stathmin 1-S38 Coniglio Pab - P16949

Numero articolo: CM0001020

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio fosfo-specifico mirato a Stathmin 1 pS38. Validato per WB ed ELISA; reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla dinamica dei microtubuli e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fosfo-Stathmin 1-S38 Coniglio pAb
Note/Alias	Lag; SMN; OP18; PP17; PP19; PR22; LAP18; C1orf215; Fosfo-Stathmin 1-S38
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3925
ID Gene	3925
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide fosforilato sintetico attorno a S38 della Stathmin 1 umana (NP_001138926.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P16949
Peso Proteico	17kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio