

Fosfo-Sting/Tmem173-S365 Rabbit Mab Per Wb, Elisa - Q3Tbt3

Numero articolo: CM0001556



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio Fosfo-STING/TMEM173-S365 per Western blot e ELISA. Rileva specificamente STING di topo fosforilata alla serina 365, un marcatore critico di attivazione nella via immunitaria innata cGAS-STING.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fosfo-STING/TMEM173-S365 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	ERIS; MPYS; Mita; STING; Tmem173; STING-beta; 2610307O08Rik
Specie	Topo
GeneID (Umano)	340061
GeneID	72512
Immunogeno	Peptide fosforilato sintetico attorno a S365 di STING di topo (NP_082537.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	Q3TBT3
Peso Proteico	43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio