

Phospho-Sting/Tmem173-S365 Rabbit Pab - Q3Tbt3

Numero articolo: CM0001312



introduzione

Phospho-STING/TMEM173-S365 Rabbit pAb rileva la STING di topo fosforilata a S365, con reattività crociata verso l'umano. Adatto per WB ed ELISA, questo anticorpo supporta la ricerca sull'immunità innata e sull'autofagia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Phospho-STING/TMEM173-S365 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ERIS; MPYS; Mita; STING; Tmem173; STING-beta; 2610307O08Rik; Phospho-STING-S365
Specie	Mouse
GeneID (Umano)	340061
GeneID	72512
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico fosforilato attorno a S365 della STING di topo (NP_082537.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q3TBT3
Peso Proteico	43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio