

Pab Di Coniglio Phospho-Sting/Tmem173-S366 Per Wb E Elisa - Q86Wv6

Numero articolo: CM0001798



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Phospho-STING/TMEM173-S366 per Western blotting e ELISA, specifico per STING/TMEM173 umano fosforilato alla Serina 366, un adattatore chiave nella segnalazione immunitaria innata e nell'induzione degli interferoni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-STING/TMEM173-S366 Rabbit pAb
Note/Alias	ERIS; MITA; MPYS; SAVI; NET23; STING; hMITA; hSTING; TMEM173; STING-beta; Phospho-STING/TMEM173-S366
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	340061
ID gene	340061
Immunogeno	Peptide sintetico - Un peptide sintetico fosforilato corrispondente alla regione S366 di STING/TMEM173 umano (NP_938023.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q86WV6
Peso proteico	42 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio