


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Phospho-Stk11-S334 Per Wb, Elisa - Q15831

Numero articolo: CM0001431



introduzione

L'Anticorpo Policlonale di Coniglio Phospho-STK11-S334 rileva STK11 umano fosforilato in Ser334, con reattività crociata verso topo e ratto. Adatto per WB e ELISA; ideale per studiare la soppressione tumorale, il metabolismo cellulare e il danno al DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Phospho-STK11-S334
Note/Alias	PJS; LKB1; hLKB1; Phospho-STK11-S334
Specie	Umano
GeneID	6794
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico fosforilato intorno a S334 di STK11 umano (NP_000446.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q15831
Peso Molecolare Proteina	49kDa
Spedizione	Borsa termica con ghiaccio