


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-Stk11 (S428) Per Wb, Elisa - Q15831

Numero articolo: CM0001528



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si lega alla fosfo-STK11 (S428) per WB ed ELISA. Reagisce con STK11 umano, murino e ratto. Ideale per studi sulla segnalazione LKB1 nel cancro, nel metabolismo e nella polarità cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fosfo-STK11-S428 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	PJS; LKB1; hLKB1; Fosfo-STK11-S428
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6794
ID Gene	6794
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico attorno a S428 di STK11 umano (NP_000446.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q15831
Peso proteico	49kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio